

## MojoSort Mouse CD326 (Ep-CAM) Selection Kit

**BioLegend**  
From Revvity



20 tests

Artikel-Nr.: B480141 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 480141

**132,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** Cell Sep - Pos

**Format:** MOJO

**Verpackung:** 20 tests

MojoSort Mouse CD326 (Ep-CAM) Selection Kit

Clone:

Isotype:

Other\_Names:

Size: 20 tests

Reactivity: Mouse

Format: MOJO

App\_Abbrev: Cell Sep - Pos

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18431>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>