

Purified anti-Cyclophilin D

Rat IgG2a, lambda
W17239A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B670002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 670002

152,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, WB
Clone: W17239A
Format: PURE
Isotype: lambda, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Cyclophilin D

Clone: W17239A
Isotype: Rat IgG2a, lambda
Other_Names: Peptidylprolyl Isomerase F, Peptidyl-Prolyl Cis-Trans Isomerase F, Mitochondrial, Mitochondrial Cyclophilin, Cyclophilin F, Rotamase F, PPIase F, CyP-M, CYP3, CypD, Cyclophilin 3, Cyp-D, CyP-D, PPIF
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18379>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>