

Purified anti-DOPA Decarboxylase (DDC)

Mouse IgG2b, kappa
A17096A

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B869501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 869501

63,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: A17096A

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-DOPA Decarboxylase (DDC)

Clone: A17096A

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Aromatic-L-Amino-Acid Decarboxylase

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18378>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>