

## Purified anti-DOPA Decarboxylase (DDC)

Mouse IgG2b, kappa  
A17096A

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B869502 | BioLegend | Herstellernummer: 869502

**221,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** IHC-P, WB

**Clone:** A17096A

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2b

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-DOPA Decarboxylase (DDC)

Clone: A17096A

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: Aromatic-L-Amino-Acid Decarboxylase

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App\_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18378>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>