

Spitzen, 100 µl, steril
für Caliper/Zymark Twister Plate Handler (Stacker)
für Caliper/Zymark Geräte und div. OEM (Qiagen)



5 Stacks à 10 Platten = 4800 Spitzen

Artikel-Nr.: 751169 | Biozym

366,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Twister Plate Handler

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Caliper / Zymark

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Stacks à 10 Platten = 4800 Spitzen

Volumen: 100 µl