

Spitzen 20 µl Typ Rainin LTS

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741606X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3005 | **Labcon** | Herstellernummer: 1011-965-008-9

70,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



20 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin E4XLS 8 Ch 0.5-10, 2-20; 12 Ch 0.5-10
- Rainin EDP1 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 1-10, 2-20
- Rainin EDP3 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 0.5-10
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin XLS+ 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20