

Spitzen 200 µl XL FlexTop steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1585 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1012-965-008-9

57,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück