

Spitzen 300 µl Typ Rainin LTS



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC3071 | Labcon | Herstellernummer: 1015-800-000-9

19,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



300 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin LTS E4XLS 8 Ch 20-300; 12 Ch 20-300
- Rainin LTS Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 20-300
- Rainin LTS XLS+ 1/12 Ch 20-300