

Spitzen 250 µl Typ Rainin LTS



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC3061 | **Labcon** | Herstellernummer: 1018-800-000-9

24,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



250 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Integra Viaflo Electronic 10-300 (to 200 µl); 8/12 Ch 10-300 (to 200 µl)
- Rainin E-Man Hybrid 10-100, 20-200
- Rainin E4XLS 8 Ch 5-50, 20-200; 12 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP1 with LTS 10-100, 20-200; 8/24 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP3 with LTS 5-50, 20-200; 8/25 Ch 5-50, 20-200
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 10-100, 20-200
- Rainin XLS+ 1/12 Ch 10-100, 20-200