

Spitzen 1000 µl Typ Rainin LTS



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC3081 | Labcon | Herstellernummer: 1019-800-000-9



24,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



1000 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000
- Rainin E4XLS 8 Ch 100-1000; 12 Ch 100-1000
- Rainin EDP1 with LTS 100-1000
- Rainin EDP3 with LTS 100-1000; 8/24 Ch 100-1000
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 100-1000
- Rainin XLS+ 1/12 100-1000, 100-1200