

Spitzen 5 ml Typ Eppendorf (Research plus)

steril



1 Rack à 49 Stück

Artikel-Nr.: LC1675 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1028-745-000-9

26,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Rack à 49 Stück