


## PCR Storage Rack, farblich gemischt

96 x 0.2 ml

LxBxH = 138 x 98 x 39 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 732309 | Biozym

**36,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** gemischt

**Gefäßgröße:** 0.2 ml

**Stellplätze:** 96

**Verpackung:** Packung à 5 Stück

Das PCR StorageRack dient zur Aufbewahrung von 0.2 ml Gefäßen. Das praktische Mikrotiter-Format erlaubt die Unterbringung von maximal 96 Gefäßen bzw. 12 x 8er - oder 8 x 12er Gefäß-Streifen.

Die mit Deckel ausgelieferten Racks sind sowohl ohne als auch mit Deckel problemlos stapelbar – und hierdurch äußerst platzsparend. Das besondere Deckeldesign sorgt für einen exakten Verschluss und Schutz für Ihre Gefäße, es verhindert ein ungewolltes Lösen oder Verrutschen des Deckels.

Die aus Polypropylen gefertigten Racks sind in einem Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C einsetzbar. Die PCR StorageRacks werden in einer Packung à 5 Stück, farblich gemischt, geliefert.

Abmessungen der StorageRacks mit Deckel (ohne Deckel):

L x B x H = 138 x 98 x 39 (30) mm