

Spitzen 10 ml Typ Universal

steril



1 Rack à 36 Stück

Artikel-Nr.: LC1685 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1029-745-000-9

24,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Rack à 36 Stück