

Spitzen 10 ml Typ Universal



1 Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: LC1681 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1029-860-000-9

29,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 250 Stück