

Spitzen 200 µl Standard, gelb steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1395 | **Labcon** | Herstellernummer: 1031-965-008-9

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück