

Spitzen 100 µl BevelPoint, gelb steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1355 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1032-965-008-9

76,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück