

## Gel Loading Spitzen 200 µl, 30 mm Kapillare



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC1421 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1034-800-000-9

**119,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** nein

**Länge:** kurz

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Labcon

**Spezialeigenschaften:** Gelloader, Kapillarspitze

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

#### Generelle Vorteile der Labcon Pipettenspitzen:

- Einzigartige platz- und abfallsparende Refillsysteme (>90 % weniger Verpackung und Abfall)
- Hergestellt aus 100 % "medical grade" Kunststoffen ohne Recyclate oder Kunststoffmassenware
- Metallrückstands-frei, keine extrahierbaren Rückstände
- Verwendung von autoklavierbaren, robusten Scharnier-Racks mit Schnappverschluss
- Seit 2011 Fertigung durch einen hohen Anteil an Solarenergie (> 30 %) zur Schonung von fossilen Energiequellen
- Einsatz von energiesparenden, neuen Maschinen (Automated Processing) – Earth Friendly
- Test auf Passform und Pipettierverhalten mit echten Pipetten unter realistischen Bedingungen (keine Konen Dummy)
- Spitzen sind frei von nachweisbarem ATP, RNase / DNase (Nuklease), Endotoxin und Pyrogen
- Lotnummern geführte Zertifikate für alle Testergebnisse im Labcon Download Bereich

#### Eclipse® Gel Loading Spitzen 200 µl - mit 30 mm langer Kapillare

Diese Spitzen sind mit breiten Dichtungsbereichen sogar für ältere Pipettenschäfte passend und im Beutel oder Rack in klarem Polypropylen erhältlich.

Spitzen und Racks sind autoklavierbar (122 °C).