

Gel Loading Spitzen 200 µl, 30 mm Kapillare

steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1425 | Labcon | Herstellernummer: 1034-965-008-9

154,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Graduierung: nein
Länge: kurz
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 200 µl
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Spezialeigenschaften: Gelloader, Kapillarspitze
Sterilität: steril
Verpackung: 6 Racks à 96 Stück