

Spitzen 10 µl UltraFine, extra lang steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1335 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1037-965-008-9

63,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück