

Spitzen 10 µl UltraFine steril



12 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1305 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1038-965-038-9

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 12 Racks à 96 Stück