

Spitzen 1000 µl UltraFine steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1465 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1041-965-008-9

46,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück