

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop UltraFine

steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1595 | **Labcon** | Herstellernummer: 1045-965-008-9

37,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück