

Spitzen 1000 µl UltraFine, graduert



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC1471 | **Labcon** | Herstellernummer: 1046-800-000-9

28,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück