

## Spitzen 1000 µl UltraFine, graduert steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1475 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1046-965-008-9

**51,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 1000 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Labcon

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 6 Racks à 96 Stück