

Filterspitzen 10 µl UltraFine

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701021



12 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2505 | Labcon | Herstellernummer: 1051-965-038-9

97,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 12 Racks à 96 Stück

- Graduierungen bei 2 und 10 µl
- 31.4 mm lang

Nachfolgeartikel für Artikel Nummer 701021

Filterspitze, extra lang, passend für:

- Brand Transferpette 0.1-10 µl, 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Brand Transferpette S 0.1-1 µl, 0.5-10 µl, 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Eppendorf Reference 2 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 8 Kanal 0.5-10 µl, 12 Kanal 0.5-10 µl
- Eppendorf Research & Research plus 0.2-2 µl, 0.5-10 µl, 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Eppendorf Research Pro 0.5-10 µl, 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Eppendorf Xplorer (plus) 0.2-2 µl, 0.5-10 µl, 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Gilson Concept 0.5-10 µl, 8/12 Kanal 1-10 µl
- Gilson Neo 0.2-2 µl, 1-10 µl
- Gilson Pipetman Classic G, L 0.2-2 µl, 1-10 µl
- Gilson Pipetman M 0.5-10 µl
- Gilson Pipetman Ultra 0.2-2µl, 1-10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Classic 0.1-2 µl, 0.5-10 µl
- Rainin EDP1 0.5-10 µl
- Rainin EDP3 Plus 0.5-10 µl
- Rainin Pipet Lite SL 0.1-2 µl, 0.5-10 µl
- Sartorius eLINE, Picus 0.2-10 µl, 8/12 Kanal 0.2-10 µl
- Sartorius mLine 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 8 Kanal 0.5-10 µl, 12 Kanal 0.5-10 µl

Telefon: +49 (0) 51 52 7 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Sartorius Proline plus 0.2-2 µl, 0.5-10 µl 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Socorex Acura 825, Manual XS 0.1-2 µl, 0.5-10 µl
- Socorex Electro 925 0.5-10 µl
- Socorex Electro 955 0.5-10 µl
- Thermo Digital, F1, F2 0.2-2 µl, 0.2-10* µl, 0.5-5 µl, 0.5-10* µl, 1-10 µl, 8/12 Kanal 0.5-10* µl, 1-10 µl
- Thermo Focus 0.3-3 µl, 0.5-5 µl, 1-10 µl, 8/12 Kanal 1-10 µl
- Thermo Novus 1-10 µl