

Filterspitzen 100 µl BevelPoint

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701061



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2585 | Labcon | Herstellernummer: 1054-965-008-9

98,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Brand Electronic 8/12 Kanal 5-100 µl
- Brand Transferpette S 10-100 µl, 8/12 Kanal 10-100 µl
- Eppendorf Reference 2 10-100 µl
- Eppendorf Research & Research plus 10-100 µl
- Eppendorf Research Pro 5-100 µl, 8/12 Kanal 5-100 µl
- Eppendorf Xplorer (plus) 10-100 µl
- Gilson Concept 5-100 µl, 8/12 Kanal 10-100 µl
- Gilson Neo 20-100 µl
- Gilson Pipetman Classic G, L 20-100 µl
- Gilson Pipetman Ultra 20-100 µl
- Nichiryo 100 µl
- Rainin Classic 10-100 µl
- Rainin Pipet Lite SL 10-100 µl
- Sartorius Proline plus, Tacta 10-100 µl
- Socorex Acura 825, Manual XS 10-100 µl
- Socorex Calibra 822 10-100 µl
- Socorex Calibra 825 8/12 Kanal 10-100 µl
- Thermo Digital, F1, F2 10-100 µl, 8/12 Kanal 10-100 µl
- Thermo Focus 10-100 µl