


StoRack15, grün, mit Deckel

für 36 x 15 ml Gefäße

LxBxH = 137 x 137 x 127 mm (H mit Deckel)



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 730140 | Biozym

29,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: grün

Gefäßgröße: 15.0 ml

Stellplätze: 36

Verpackung: Packung à 2 Stück

Einer der entscheidenden Vorteile des StoRacks ist eine, im Vergleich zu sonst gebräuchlichen Styropor-Racks, mehr als deutlich längere Lebenszeit sowie eine bessere Handhabung. Die aus Polypropylen gefertigten Racks verfügen über eine numerische Codierung, die eine Probenidentifizierung erheblich vereinfacht. Die mit Deckel gelieferten Aufbewahrungsbehälter sind in einem Temperaturbereich von - 80 °C bis +121 °C einsetzbar.

Abmessungen der StoRack, Varianten 15 und 50 mit Deckel (ohne Deckel): L x B x H = 137 x 137 x 127 (102) mm