

Filterspitzen 1000 µl UltraFine

steril, Länge 88,9 mm

Nachfolgeartikel für 701081(X)



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2695 | **Labcon** | Herstellernummer: 1057-965-018-9

35,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Brand Transferpette S, Electronic 100-1000 µl
- Eppendorf Xplorer (plus) 100-1000 µl
- Gilson Neo 100-1000 µl
- Gilson Pipetman Classic G, L 200-1000 µl
- Gilson Pipetman M 100-1000 µl
- Gilson Pipetman Ultra 200-1000 µl
- Nichiryo LE, EXII, Premium, AIR
- Sartorius eLINE/Picus, 1 ml
- Sartorius mLine 100-1000 µl
- Sartorius Proline plus, Tacta 100-1000 µl
- Socorex Acura 825, Manual XS 100-1000 µl
- Socorex Calibra 822 100-1000 µl
- Thermo Finnpiquette Digital, F1, F2 100-1000 µl, 200-1000 µl
- Thermo Finnpiquette Focus, 100-1000 µl
- Thermo Finnpiquette Novus, 100-1000 µl
- Eppendorf Reference & Research, 100-1000 µl