

Filterspitzen 200 µl BevelPoint

steril, einzeln verpackt



1 Beutel à 200 Stück

Artikel-Nr.: LC2639 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1059-165-000-9

93,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Beutel à 200 Stück