

Spitzen 200 µl, Standard, farblos



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC1401 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1071-800-000-9

20,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück