

## Spitzen 200 µl BevelPoint, farblos, graduiert



1 Beutel à 30.000 Stück

Artikel-Nr.: LC1380 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1093-900-000-9

**192,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Labcon

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 30.000 Stück