

Spitzen 200 µl BevelPoint, farblos, graduert steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1385 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1093-965-008-9

63,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück