

Filterspitzen 100 µl XL UltraFine

steril, Länge 83.8 mm



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2625 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1098-965-008-9

79,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück