

Filterspitzen 300 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701273X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2825 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1142-965-008-9

87,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 20-300 µl