

Filterspitzen 20 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701223X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2805 | Labcon | Herstellernummer: 1143-965-008-9

95,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Rainin EDP1 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 0.5-10 µl, 2-20 µl, 8/24 Kanal 1-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP3 Plus 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 0.5-10 µl, 2-20 µl, 8/24 Kanal 0.5-10 µl
- Rainin Pipet Lite SL 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl