

Filterspitzen 200 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701263X



10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC2815 | **Labcon** | Herstellernummer: 1144-965-008-9

89,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin LTS 100/200 µl
- Rainin E-Man Hybrid 10-100 µl, 20-200 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 10-100 µl, 20-200 µl, 8/24 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 5-50 µl, 20-200 µl, 8/12 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin Pipet Lite SL 10-100 µl, 20-200 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 10-100 µl, 20-200 µl