

## Filterspitzen 1000 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701283X



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2835 | Labcon | Herstellernummer: 1145-965-008-9

**65,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** ja

**Maximalvolumen:** 1000 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Labcon

**Spezialeigenschaften:** Rainin Typ

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 6 Racks à 96 Stück

#### Filterspitze passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 100-1000 µl
- Rainin EDP1 100-1000 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 100-1000 µl
- Rainin EDP3 Plus 100-1000 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 100-1000 µl, 8/24 Kanal 100-1000 µl
- Rainin Pipet Lite SL 100-1000 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 100-1000 µl, 100-1200 µl