

Filterspitzen 1000 µl Typ Rainin LTS

steril

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701281



6 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC2885 | Labcon | Herstellernummer: 1155-965-008-9

62,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 100-1000 µl
- Rainin EDP1 100-1000 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 100-1000 µl
- Rainin EDP3 Plus 100-1000 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 100-1000 µl, 8/24 Kanal 100-1000 µl
- Rainin Pipet Lite SL 100-1000 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 100-1000 µl, 100-1200 µl