

Filterspitzen 10 µl ZAP Slik

steril



12 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC2015 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1171-965-008-9

101,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 12 Racks à 96 Stück