

Filterspitzen 10 µl XL ZAP Slik TubeGard

steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2025 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1172-965-008-9

93,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück