

Filterspitzen 10 µl XXL ZAP Slik

steril



10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC2035 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1173-965-008-9

83,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XXL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück