

Filterspitzen 20 µl ZAP Slik

steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2045 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1175-965-008-9

89,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück