

Filterspitzen 1000 µl ZAP Slik

steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2105 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1177-965-008-9

57,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück