

1.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperSpin bis 40000 x g zentrifugierbar



1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0331 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3016-870-000-9

20,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduiert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück

Volumen: 1.5 ml