

## 0.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear

bis 20000 x g zentrifugierbar



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC0321 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3022-800-000-9

**48,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Farbe:** farblos

**Graduierung:** graduert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

**Volumen:** 0.5 ml