

1.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear, steril

bis 20000 x g zentrifugierbar



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0333 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3034-335-000-9

51,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Eigenschaften: SuperClear

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 1.5 ml