

## 2.0 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear bis 20000 x g zentrifugierbar



1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0341 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3046-870-000-9

**31,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Farbe:** farblos

**Graduierung:** graduiert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** 1 Beutel à 500 Stück

**Volumen:** 2.0 ml