

50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0102 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3094-345-008-9

211,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch mit Stehrand

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: PerformR FS

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml