

50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Artikel-Nr.: LC0093 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3095-870-008-9

141,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch mit Stehrand

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR FS

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 50 ml