

15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

Tube = Polystyrol, Deckel = PE

17 x 118 mm



Je 1 Beutel à 1000 Tubes und 1000 Deckel

Artikel-Nr.: LC0193 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3115-870-028-9

226,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 1000 Tubes und 1000 Deckel, Je 2 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 15 ml